

Mise en place d'un défibrillateur cardiaque automatisé dans le hall d'entrée de la salle des Marronniers sur la commune de BELMONT-TRAMONET.

Nous avons fait le choix de mettre dans la salle des fêtes (lieu très fréquenté par le public et les écoles où la probabilité de l'arrêt cardiaque est le plus élevé) un "Défibrillateur automatisé externe" (DAE) type CITYCARE.

Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE), est un petit appareil portable qui analyse automatiquement le rythme cardiaque et délivre un choc électrique de défibrillation à une victime d'un arrêt cardiaque soudain. Il transfère ainsi la responsabilité de la prise de décision des secouristes à une puce d'ordinateur. Une fois allumé, le DAE guide l'utilisateur à travers chaque étape du processus de défibrillation par transmission d'ordres vocaux. Si au cours de son analyse, le DAE détecte qu'il n'est pas nécessaire de délivrer un choc, l'utilisateur sera invité à assister le patient d'une autre manière.

Les DAE sont conçus spécialement pour une utilisation facile par un intervenant qui serait la première personne se trouvant sur les lieux d'une urgence médicale. Cet intervenant a juste besoin de suivre des ordres simples donnés.

Faire face aux arrêts cardiaques.

Grâce à des gestes simples, chacun de nous peut sauver des vies...

Chaque année en France, ce sont plus de 50 000 personnes qui sont victimes d'un arrêt cardiaque. Or, on ne le sait que très rarement mais **le coeur peut repartir si un massage cardiaque est effectué dans les toutes premières minutes.**

70% des arrêts cardiaques ont lieu devant "témoin"

10% de chance de survie en moins par minute perdue avant la défibrillation

4 à 5 min seulement pour sauver une vie d'où la nécessité de l'installer dans les lieux publics fréquentés.

9 minutes : temps moyen mis par les secours pour prendre en charge une victime d'arrêt cardiaque

LES avantages du défibrillateur entièrement automatisé. Défibrillateur fabriqué en Europe

- Défibrillateur petit et léger (1,8 Kg)
- Grande simplicité d'utilisation
- Excellente qualité des messages vocaux
- Détection pacemaker
- Détecteur de mouvement
- Auto test et synthèse vocale
- Quick shock inférieur à 10 secondes
- Produit et batterie garantis 5 ans
- Défibrillateur classe IIB (93/42/EEC)

Utilisable par des personnes non médecin, il délivre des messages vocaux d'une très grande clarté, vous n'avez donc aucune décision à prendre, simplement suivre les instructions, c'est **le défibrillateur CITYCARE qui décide.**

